

MCC-500MD

Cámara de vídeo Full HD para cirugía con sensor CMOS Exmor™.



Overview

Esta compacta cámara de dos piezas ofrece calidad de imagen HD y una integración cómoda con los dispositivos médicos modernos.

Esta cámara de vídeo HD en color de dos piezas consta de un cabezal de cámara compacto y ligero, y de una CCU (unidad de control de cámara) independiente. Todo el sistema está diseñado para una integración cómoda con los equipos médicos, como las lámparas de hendidura y microscopios quirúrgico.

La reproducción de imágenes de alta calidad se lleva a cabo con la tecnología del sensor Exmor™ CMOS de última generación, que ofrece una sensibilidad en entornos de poca luz mejorada en comparación con los sensores de imagen tradicionales con un tamaño equivalente.

El brillo y el color se pueden ajustar fácilmente desde el panel frontal de la CCU, mientras que el flujo de trabajo se enriquece aún más con una gama de prácticas funciones de imagen y modos de grabación. Los perfiles de imagen personalizados se pueden guardar y seleccionar al instante, lo que reduce el tiempo perdido en la configuración entre procedimientos.

Todo el sistema de la cámara se puede controlar a través de un

dispositivo host externo como un ordenador. Además, el cabezal de cámara se puede separar hasta 20 m de la CCU (requiere un cable adicional) para conseguir una mayor operabilidad y flexibilidad de integración.

Las imágenes de vídeo Full HD se pueden visualizar en un monitor conectado (no incluido), o se pueden grabar para compartirlas y analizarlas después con un grabador de vídeo adecuado, como el Sony HVO-3300MT.

Features

Imágenes Full HD nítidas y claras

La MCC-500MD está equipada con un sensor de imagen Exmor™ CMOS de tipo 1/2,9". La sensibilidad en entornos de poca luz se mejora en comparación con la tecnología de sensores de tamaño equivalente tradicionales, lo que contribuye a una calidad de imagen que se acerca al rendimiento de las cámaras de tres chips más caras.

Cabezal de cámara pequeño y ligero con montura en C

Su instalación en espacios reducidos se simplifica gracias al tamaño compacto y al peso ligero del cabezal de la cámara. La montura del objetivo que forma parte del cabezal de la cámara es de tipo montura en C, que se utiliza habitualmente para microscopios quirúrgicos o aplicaciones médicas con lámparas de hendidura.

Compatibilidad con una amplia variedad de formatos de vídeo HD y SD

La MCC-500MD es compatible tanto con Full HD (1080 60p/50p) como con los formatos de vídeo de definición estándar para obtener una mayor versatilidad funcional. Esta opción también ofrece la ventaja de una migración sencilla de un flujo de trabajo basado en SD a uno en HD según las necesidades.

Control del cabezal de la cámara a una distancia de hasta 20 m

Para obtener una mayor versatilidad funcional, la unidad de cabezal de cámara y la unidad de control de cámara se pueden conectar a distancias de hasta 20 m utilizando un cable de cámara opcional. Los cables están disponibles en longitudes de 6 m/10 m/15 m, así como un cable de extensión adicional de 5 m.

Perfiles de imagen personalizados que se pueden recuperar con facilidad

En la memoria se pueden guardar hasta un máximo de seis perfiles de imagen diferentes: incluida la exposición, la nitidez, el nivel de gamma, el ajuste del color y el balance de blancos. Los ajustes personalizados se pueden recuperar al instante desde el panel frontal de la CCU para adaptarse a diferentes aplicaciones, incluido el uso de diferentes fuentes para la lámpara.

Rotación de la imagen

La salida de la cámara se puede «girar» en vertical, horizontal o tanto en vertical como en horizontal. La función de inversión también puede activarse a través de un pedal opcional para un funcionamiento cómodo con «manos libres».

Congelación de la imagen

Pulsar el botón de congelación durante el funcionamiento normal provoca que la cámara produzca una imagen fija.

Modo de fluoresceína

Durante la grabación con fluoresceína se pueden visualizar las imágenes claras con una iluminación verde sin necesidad de utilizar un filtro especial amarillo.

Conexión versátil con una amplia gama de interfaces

La MCC-500MD está equipada con una gran variedad de interfaces de control y de vídeo. Entre ellas se incluye un salida

3G-SDI, salida HDMI compatible con 1080/60P y 1080/50P, además de una salida analógica compuesta y S-Video. Se proporciona un conector D-sub de 9 pines para el control por ordenador de la cámara a través de RS-232C, mientras que dos mini-jacks permiten la conexión de pedales opcionales.

Control por ordenador

La MCC-500MD se puede controlar desde un ordenador a través de su interfaz RS-232C estándar.

Dos soportes de cámara para grabaciones en 3D

Las imágenes de las dos unidades MCC-500MD pueden sincronizarse para permitir la captación de imágenes de vídeo en 3D. Las dos unidades de control de cámara pueden conectarse mediante un cable BNC opcional a través de los conectores de entrada/salida 3D-SYNC de la CCU.

Barra de color para una configuración sencilla

La cámara se puede conmutar desde su imagen de salida normal a una barra de color, garantizando una conexión sencilla durante la instalación de la cámara.

Funcionamiento con alimentación de CA directa

La unidad de control de cámara se conecta directamente a través de un cable de alimentación de CA estándar, sin necesidad de utilizar un adaptador externo. Esto puede ahorrar espacio cuando la unidad se instala en un dispositivo de diagnóstico o un carrito de endoscopia.

Cumplimiento de las normas médicas

Este producto cuenta con distribución en los EE. UU. y en la UE como dispositivo médico y cumple con las normas de seguridad médicas para productos (p. ej., la IEC 60601-1).

Para obtener más información, ponte en contacto con tu distribuidor autorizado u oficina de Sony más cercana.

Specifications

Cabeza de cámara

| | |
|-----------------------------|---|
| Sensor | Sensor de imagen Exmor «CMOS» de 1/2,9", chip único |
| Pixels efectivos | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Montura del objetivo | Montura en C |
| Sensibilidad | F5.6 (típico) (a 1080/ 59.94i, 89,9 % de reflejos, 2000 lx) |
| S/N de imagen | 55 dB (Y) (típica) |
| Resolución horizontal | 900 líneas o más de TV |
| Ganancia | 0 dB a 27 dB |
| Velocidad del obturador | De 1/60 a 1/10 000 |
| Conector de cable de cámara | Redondo de 20 pines |

Características de la cámara

| | |
|-------------------------|---|
| Formato de vídeo HD-SDI | 1080/60P, 1080/60i, 1080/30P 1080/50P, 1080/50i, 1080/25P |
| Formato de vídeo HDMI | 1080/60P, 1080/60i, 1080/30P, 480/60P 1080/50P, 1080/50i, 1080/25P, |

576/50P

| | |
|--|--|
| Formato de vídeo DVI | No |
| Perfil de imagen | Sí (seis ajustes) |
| Rotación de imagen | Sí |
| Función de congelación | Sí (transmisión de una imagen fija) |
| Barra de color | Sí No puede utilizarse para ajustar la calidad de imagen. |
| Sincronización de la cámara para grabación en 3D | Sí |
| Modo de fluoresceína | Sí |
| Funcionamiento con alimentación de CA | Sí |

Conectores

| | |
|-----------------------|---|
| Conectores de entrada | Interruptor de contacto remoto 1, 2 (Mini-jack estéreo) |
| Conectores de salida | SALIDA DE VÍDEO (x1) (BNC) SALIDA DE S-VIDEO (x1) (Conector mini-DIN de 4 pines) |

| | |
|------------------------------|---|
| | SALIDA HDMI (x1) (Conector HDMI) SALIDA DE HD-SDI (x1) |
| Conectores de entrada/salida | CÁMARA (x1) (20 pines, redondo) RS-232C (x1) (D-sub de 9 pines) ENTRADA SINCRONIZACIÓN 3D (x1), SALIDA (x1) (BNC) |
| Otro conector | Conector de toma a tierra equipotencial (x1) |

General

| | |
|--|---|
| Requisitos de alimentación | De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | 0,27 A – 0,18 A |
| Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a 40 °C De 32 °F a 104 °F |
| Humedad de funcionamiento | De 20 % a 80 % (sin condensación) |
| Presión de funcionamiento | De 700 hPa a 1060 hPa |
| Temperatura de almacenamiento y transporte | De -20 °C a 60 °C De -4 °F a +140 °F |

| | |
|--|--|
| Humedad de almacenamiento y transporte | De 20 % a 90 % (sin condensación) |
| Presión de almacenamiento y transporte | De 700 hPa a 1060 hPa |
| Peso (cabezal de la cámara) | Aprox. 40 g Aprox. 1,4 oz |
| Peso (unidad de control de cámara) | aprox. 2,3 kg aprox. 5 lb. 1,1 oz |
| Dimensiones (cabezal de la cámara) (An. x Al. x Prof., excluyendo salientes más pronunciados) | aprox. 27 x 28 x 49 mm aprox. 1 1/8 x 1 1/8 x 1 15/16 pulgadas |
| Dimensiones (unidad de control de cámara) (An. x Al. x Prof., excluyendo salientes más pronunciados) | aprox. 200 x 62 x 240 mm aprox. 7 7/8 x 2 1/2 x 9 1/2 pulgadas |
| | Cable de alimentación CA (1) Adaptador de trípode (1) Tornillos de sujeción del adaptador de trípode (2) Tapa de montura del objetivo (1) |

Artículos incluidos

Antes de utilizar esta unidad (1)
CD-ROM (Instrucciones de uso en formato PDF) (1)
Contrato de garantía (1)
Lista de contactos de atención al cliente (1)

Accesorios vendidos por separado

Cable de cámara
CCMC-SA06 (estándar de 6 m (19,6 pies))
CCMC-SA10 (estándar de 10 m (32,8 pies))
CCMC-SA15 (estándar de 15 m (49,2 pies))
CCMC-EA05 (extensión de 5 m (16,4 pies))
Pedal (FS-24)
El FS-24 tiene una calificación Ingress Protection de IPx3. Por lo tanto, no se puede utilizar en entornos expuestos a salpicaduras de líquidos (por ejemplo, quirófanos). Por motivos de seguridad, se debe utilizar un dispositivo con una calificación IPx6 o superior cuando se trabaja en dichos entornos.

Related products



LMD-2451MD

Monitor médico LCD 2D HD de 24"



HVO-3300MT

Grabador Full HD 2D/3D para uso médico



HVO-550MD

Grabador de vídeo HD para uso médico, DVD/USB/NAS



NUCLeUS

La plataforma de imágenes digitales inteligente para entornos médicos

Gallery

