

NUA-BK10

Halterung für den medizinischen
IP-Konverter NU-IP40S



Overview

Für die Befestigung eines IP-Konverters an der Rückseite eines medizinischen Monitors der Serie LMD-X310

Diese Halterung ist ein optionales Zubehörteil für die Montage des medizinischen IP-Konverters NU-IP40S an der Rückseite eines medizinischen Monitors der Serie LMD-X310.

Die IP-Konverterhalterung wird an der Unterseite des NU-IP40S befestigt. Zudem ist eine separate Halterung für die Befestigung am Monitor enthalten. Für die Sicherung der Einheit am Monitor mithilfe des Monitorstandfußes sind Distanzstücke enthalten (10 cm VESA-Abstand).

Die Halterung kann entweder auf der linken oder rechten Seite der Rückseite des Monitors montiert werden.

Specifications

Allgemeines

Umgebungstemperatur	-20 °C bis +60 °C
bei	-4°F bis +140°F
Transport/Lagerung	

Luftfeuchtigkeit bei Transport/Lagerung	20 % bis 90 % (nicht kondensierend)
Atmosphärischer Druck bei Transport/Lagerung	700 bis 1060 hPa
Abmessungen (B x H x T) *1	Ca. 233 × 123 × 41 mm (B x H x T, ohne hervorstehende Teile)
Mitgeliefertes Zubehör	Bedienungsanleitung (1) 8 x M4-Schrauben (2) 8 x M4-Schrauben (2) Europäischer Vertreter (1)
Gewicht	Ca. 285 g

Hinweise

Bei den Maßen handelt es sich um ungefähre Werte.

Details zu den unterstützten Monitoren finden Sie in der Gebrauchsanweisung für die IP-Konverterhalterung. Sie können sich alternativ auch an Ihren Sony Ansprechpartner vor Ort wenden.

Gallery

