

CFV-B100

Montura de protección



Overview

Esta montura de protección ajustable se ha diseñado para su uso con los accesorios y la protección ocular 3D/2D (el protector ocular no se incluye con esta montura y está disponible por separado).

El uso de los protectores oculares desechables está destinado a cirujanos y personal de enfermería que visualizan las imágenes del monitor médico de Sony en quirófanos.

El protector ocular se coloca en la montura de protección CFV-B100 que es ligera y resulta cómoda de llevar durante periodos de tiempo prolongados. Con la montura y el protector ocular, los profesionales sanitarios están protegidos de salpicaduras de sangre, fluidos corporales y otras sustancias habituales en el quirófano durante los procedimientos clínicos.

Specifications

Especificaciones

Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 40 °C
-------------------------------	-----------------

Humedad de funcionamiento	Del 30% al 85%
---------------------------	----------------

Temperatura de	De -20 °C a 60 °C
----------------	-------------------

almacenamiento/transporte	
Humedad de almacenamiento/transporte	De 20% a 90%
Presión de funcionamiento/almacenamiento y transporte	De 700 hPa a 1060 hPa
Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) *1	160 x 45 mm 6 3/8 × 1 13/16 pulg.
Peso	Aprox. 16 g Aprox. 0,56 oz
Gama de accesorios	Manual de instrucciones (1) Procedimiento de sujeción (1)
Normas de seguridad	Este producto cumple con los requisitos según el Anexo II de la Directiva 89/686/CEE relativa a equipos de protección personal.

Notas

*1

Los valores de las dimensiones son aproximados.

Gallery



