

CFV-E20SK

Kit de protección ocular 2D



Overview

Este kit de iniciación del protector ocular 2D incluye una montura (CFV-B100) y 3 protectores oculares 2D desechables.

El uso de los protectores oculares desechables está destinado para el personal clínico que trabaja junto con el cirujano en la sala de operaciones, ya que puede sufrir molestias o mareos al visualizar las imágenes estereoscópicas en el monitor médico de Sony. El filtro 2D (polarización en ojo izquierdo) permite al personal de cirugía ver las imágenes 2D del monitor, lo que resulta más cómodo de usar sin el «mareo del 3D».

El protector ocular se coloca en la montura de protección que es ligera y resulta cómoda de llevar durante periodos de tiempo prolongados. Con la montura y el protector ocular, los profesionales sanitarios están protegidos de salpicaduras de sangre, fluidos corporales y otras sustancias habituales en el quirófano durante los procedimientos clínicos.

El protector ocular 2D es compatible con los modelos BKM-30GM y BKM-31GM (se puede utilizar en lugar de 30/31GM).

Specifications

Especificaciones

Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 40 °C
Humedad de funcionamiento	Del 30% al 85%
Temperatura de almacenamiento/transporte	De -20 °C a 60 °C
Humedad de almacenamiento/transporte	De 20% a 90%
Presión de funcionamiento/almacenamiento y transporte	De 700 hPa a 1060 hPa
Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) *1	160 x 45 mm (montura de protección) (1)
	235 x 77 mm (protector 2D) (3)
	6 3/8 × 1 13/16 pulg. (montura de protección) (1)
	9 3/8 × 3 1/8 pulg. (protector 2D) (3)
Peso	Aprox.16 g (montura de protección) (1)
	Aprox. 7 g (protector 2D) (3)
	Aprox. 0,56 oz (montura de protección) (1)

Aprox. 0,25 oz
(protector 2D) (3)

Gama de accesorios

Manual de
instrucciones (1)
Procedimiento de
sujeción (1)

Normas de seguridad

Este producto cumple
con los requisitos
según el Anexo II de la
Directiva 89/686/CEE
relativa a equipos de
protección personal.

Notas

*1

Los valores de las dimensiones son
aproximados.

Gallery

