

NUA-BK10

Soporte para el convertidor IP médico NU-IP40S



Overview

Acopla el convertidor IP a la parte posterior de los monitores médicos de la serie LMD-X310

Este soporte es un accesorio opcional para el montaje del convertidor IP médico NU-IP40S en la parte posterior de los monitores médicos de la serie LMD-X310.

El soporte para el convertidor IP se acopla a la base del NU-IP40S. También se incluye un soporte independiente para el montaje en el monitor. Se suministran separadores para asegurar la unidad al monitor usando el soporte de monitor (separación VESA de 10 cm).

El soporte se puede montar en el lateral izquierdo o derecho del panel posterior del monitor.

Specifications

General

| | |
|--|--|
| Temperatura ambiental de transporte/almacenamiento | De -20 °C a +60 °C De -4 °F a +140 °F |
|--|--|

| | |
|--|--|
| Humedad ambiental de transporte/almacenamiento | Del 20 % al 90 % (se permite sin condensación) |
|--|--|

| | |
|--|--|
| Presión atmosférica ambiental de transporte/almacenamiento | De 700 hPa a 1060 hPa |
| Dimensiones (An. x Alt. x Prof.)*1 | Aprox. 233 x 123 x 41 mm (9 1/4 × 4 7/8 × 1 5/8 pulg.) (W × H × D, sin salientes) |
| Accesorios suministrados | Manual de instrucciones (1) Tornillos M4×8 (2) Tornillos M4×8 (2) Representante europeo (1) |
| Peso | Aprox. 285 g (10 oz) |

Notas

Los valores de las dimensiones son aproximados.

Para obtener más información sobre los monitores compatibles, consulta las instrucciones de uso del soporte del convertidor IP o ponte en contacto con tu representante local de Sony.

Gallery

