

## CFV-B100

### Montatura di protezione



### Overview

Questa montatura è stata progettata per essere indossata con la protezione per gli occhi 3D/2D e i relativi accessori (la protezione per gli occhi non è inclusa con la montatura ed è venduta separatamente).

Le protezioni usa e getta per gli occhi sono state ideate per essere indossate dai chirurghi e dal personale medico nella sala operatoria per visualizzare le immagini sul monitor medicale di Sony.

La protezione per gli occhi si inserisce nella montatura CFV-B100, che è leggera e può essere indossata comodamente per lunghi periodi. Indossando la montatura con la protezione per gli occhi, il personale medico è protetto da schizzi di sangue o altri liquidi corporei che possono verificarsi in sala operatoria durante le operazioni.

### Specifications

#### Specifiche

Temperatura di esercizio	Da 0 a 40 °C
--------------------------	--------------

Umidità di esercizio	30% - 85%
----------------------	-----------

Temperatura di trasporto/stoccaggio	Da -20 °C a +60 °C
Umidità di trasporto/stoccaggio	Da 20% a 90%
Pressione di esercizio/trasporto/stoccaggio	Da 700 hPa a 1060 hPa
Dimensioni (L x A x P) *1	160 x 45 mm 6 3/8" × 1 13/16"
Peso	Circa 16 g Circa 0,56 once
Accessori in dotazione	Istruzioni operative (1) Guida al fissaggio (1)
Norme di sicurezza	Il presente prodotto è soggetto ai requisiti di cui all'allegato II della direttiva 89/686/CEE sui dispositivi di protezione individuale.

## Note

\* 1

I valori delle dimensioni sono approssimativi.

## Gallery



