

CFV-E20D

Protezione per gli occhi 2D



Overview

Questa confezione contiene 15 protezioni per gli occhi 2D usa e getta. Ogni protezione va usata con la montatura CFV-B100 (acquistabile separatamente).

Le protezioni usa e getta sono state studiate per il personale medico che assiste il chirurgo in sala operatoria che può provare disagio o capogiri dovuti alla visualizzazione di immagini stereoscopiche sul monitor medico di Sony. Il filtro 2D (polarizzazione a sinistra) permette al personale della sala operatoria di visualizzare le immagini sul monitor in 2D, per una visione più confortevole rispetto a quella 3D, che può causare capogiri.

La protezione per gli occhi si inserisce nell'apposita montatura, che è leggera e può essere indossata comodamente per lunghi periodi. Indossando la montatura con la protezione per gli occhi, il personale medico è protetto da schizzi di sangue o altri liquidi corporei che possono verificarsi in sala operatoria durante le operazioni.

La protezione per gli occhi 2D è compatibile con i modelli BKM-30GM e BKM-31GM (da usare al posto di 30/31GM).

Specifications

Specifiche

Temperatura di esercizio	Da 0 a 40 °C
Umidità di esercizio	30% - 85%
Temperatura di trasporto/stoccaggio	Da -20 °C a +60 °C
Umidità di trasporto/stoccaggio	Da 20% a 90%
Pressione di esercizio/trasporto/stoccaggio	Da 700 hPa a 1060 hPa
Dimensioni (L x A x P) *1	235 x 77 mm (protezione 2D) (15) 9 3/8" × 3 1/8" (protezione 2D) (15)
Peso	Circa 7 g (protezione 2D) (15) Circa 0,25 once (protezione 2D) (15)
Accessori in dotazione	Istruzioni operative (1) Guida al fissaggio (1)
Norme di sicurezza	Il presente prodotto è soggetto ai requisiti di cui all'allegato II della direttiva 89/686/CEE sui

dispositivi di protezione
individuale.

Note

* 1

I valori delle dimensioni sono
approssimativi.

Gallery

