

NUA-BK10

Staffa per convertitore IP
medicale NU-IP40S



Overview

Consente di fissare il convertitore IP al lato posteriore dei monitor medicali serie LMD-X310

Questa staffa è un accessorio opzionale per il montaggio del convertitore IP medico NU-IP40S al lato posteriore dei monitor medicali LMD-X310.

La staffa per convertitore IP consente può essere fissata alla base del NU-IP40S. È inclusa anche una staffa separata per il collegamento al monitor. Sono forniti dei distanziatori per l'uso quando si fissa l'unità al monitor mediante il supporto per monitor (10 cm di spaziatura VESA).

La staffa può essere montata o al lato sinistro o al lato destro del pannello posteriore del monitor.

Specifications

Generale

Temperatura dell'ambiente di conservazione/trasporto	Da -20 a +60 °C Da -4 °F a +140 °F
--	---------------------------------------

Umidità dell'ambiente di	Da 20% a 90 % (senza condensa)
--------------------------	--------------------------------

conservazione/trasporto

Pressione atmosferica
dell'ambiente di
conservazione/trasporto

Da 700 hPa a 1060 hPa

Dimensioni (L x A x P) *1

Circa 233 × 123 × 41 mm
(9 1/4 × 4 7/8 × 1 5/8 poll.)
(L × A × P, senza sporgenze)

Accessori in dotazione

Istruzioni per l'uso (1)
8 viti M4 (2)
8 viti M4 (2)
Rappresentante per l'Europa (1)

Peso

Circa 285 g

Note

I valori delle dimensioni sono approssimativi.

Per i dettagli sui monitor supportati, fai riferimento alle istruzioni per l'uso della staffa per convertitore IP o contatta il rappresentante locale di Sony.

Gallery

