

CFV-B100

Marco protector



Overview

Este marco protector fue diseñado para utilizarse con los protectores oculares 3D/2D y accesorios (el protector ocular no se incluye con este marco y se vende por separado).

Los protectores oculares descartables están diseñados para ser utilizados por cirujanos o personal de enfermería en el quirófano para ver imágenes en el monitor para uso médico de Sony.

El protector ocular se coloca dentro del marco protector CFV-B100, que es liviano y cómodo para usar durante largos períodos de tiempo. Al utilizar el protector ocular y el marco, los profesionales de la salud estarán protegidos contra salpicaduras de sangre y fluidos corporales presentes generalmente en el quirófano durante los procedimientos clínicos.

Specifications

Especificaciones

Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C
Humedad de funcionamiento	30% a 85%
Temperatura de almacenamiento/transporte	-20 °C a +60 °C

Humedad de almacenamiento/transporte	De 20% a 90%
Presión de funcionamiento/almacenamiento/transporte	De 700 a 1060 hPa
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) *1	160 x 45 mm 6 3/8 × 1 13/16 pulgadas
Peso	Aprox. 16 g Aprox. 0,56 oz
Accesorios provistos	Manual de instrucciones (1) Procedimiento de montaje (1)
Normas de seguridad	Este producto cumple con los requerimientos establecidos en el Anexo II de la Directiva 89/686/EEC sobre Equipos de Protección Individual.

Notas

*1

Las medidas son aproximadas.

Gallery



