

## AC-81MD

Adaptador de CA para dispositivos de uso médico



### Overview

#### **Provee alimentación de CC para equipos de uso médico Sony compatibles**

El adaptador de CA AC-81MD está diseñado para ser utilizado exclusivamente con los siguientes productos\* de uso médico Sony:

MCC-3000MT, NU-IP40S, NU-IP40D, UP-D711MD (la unidad AC-81MD está disponible como accesorio opcional)

HVO-500MD/500MD (versión quirúrgica), HVO-550MD/550MD (versión quirúrgica), HMS-3000MT (la unidad AC-81MD viene incluida de manera estándar)

El adaptador puede funcionar en cualquier lugar donde haya un tomacorriente de CA (100-240 V, 50/60 Hz) disponible. Provee una salida regulada de CC de 24V (máx. 3,3 A) apta para alimentar a los productos detallados anteriormente.

Incluye un cable de alimentación de CA y cable de CC (1,8 m) para conectar al dispositivo.

\* La disponibilidad del producto puede variar dependiendo de las áreas de venta. Para más información, póngase en contacto con su distribuidor autorizado u oficina de Sony más cercana.

## Specifications

## Especificaciones

Alimentación	<p>Entrada de CA: 100 V - 240 V, 50/60 Hz, 1,0 A - 0,5 A</p> <p>Salida de CC: 24 V 3,3 A</p>
Temperatura de funcionamiento	De 0°C a 40°C (de 32°F a 104°F)
Humedad de funcionamiento	De 20% a 85% (no se permite condensación)
Temperatura de almacenamiento/transporte	De -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F)
Humedad de almacenamiento/transporte	De 20% a 90% (sin condensación)
Presión de funcionamiento/almacenamiento/transporte	De 700 hPa a 1.060 hPa
	60 × 35 × 160 mm (Sin incluir

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) *1	partes salientes 2 3/8 × 1 7/16 × 6 3/8 pulgadas (Sin incluir partes salientes)
Peso	400 g (Solo el adaptador de CA) 14 oz (Solo adaptador de CA)
Accesorios provistos	Instrucciones de uso (1) Lista de servicios técnicos (1) Código de alimentación de CA (provisto de manera local) (1)

Notas

\*1

Las dimensiones son aproximadas.

---

## Gallery

