

AC-81MD

Zasilacz sieciowy do urządzeń medycznych



Overview

Zasilanie napięciem stałym współpracujące z urządzeniami medycznymi Sony

AC-81MD to zasilacz sieciowy przeznaczony do użytku wyłącznie z następującymi kompatybilnymi produktami medycznymi* Sony:

MCC-3000MT, NU-IP40S, NU-IP40D, UP-D711MD (zasilacz AC-81MD jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe)

HVO-500MD/500MD (wersja chirurgiczna), HVO-550MD/550MD (wersja chirurgiczna), HMS-3000MT (zasilacz AC-81MD stanowi standardowe wyposażenie)

Zasilacza można użyć wszędzie, gdzie znajduje się gniazdko sieci energetycznej (100–240 V, 50/60 Hz). Zapewnia on stabilizowane napięcie stałe 24 V (maks. 3,3 A), odpowiednie do zasilania produktów wymienionych powyżej.

W komplecie dostarczany jest przewód zasilania napięciem przemiennym oraz przewód napięcia stałego (1,8 m) do podłączenia do urządzenia.

*Dostępność produktów zależy od obszaru sprzedaży.
Dalsze informacje można uzyskać w lokalnym biurze

handlowym Sony lub u autoryzowanego sprzedawcy.

Specifications

Parametry techniczne

Zasilanie	AC IN: 100–240 V, 50/60 Hz, 1,0 A – 0,5 A DC OUT: 24 V, 3,3 A
Temperatura w rodowisku pracy	Od 0°C do 40°C
Wilgotno w rodowisku pracy	20% – 85% (z wykluczeniem kondensacji)
Temperatura w warunkach przechowywania/transportu	Od -20°C do + 60°C (od -4°F to 140°F)
Wilgotno w warunkach przechowywania/transportu	Od 20% do 90% (bez kondensacji)
Cinienie podczas pracy/przechowywania/transportu	700 hPa – 1060 hPa
Wymiary (szer. x wys. x g.) *1	60 × 35 × 160 mm (bez wystających elementów) 2 3/8 × 1 7/16 × 6 3/8 cala (bez wystających elementów)

Waga	400 g (sam zasilacz sieciowy) 14 oz. (sam zasilacz sieciowy)
------	---

Dostarczane wyposażenie	Instrukcja obsługi (1 szt.) Lista punktów serwisowych (1 szt.) Przewód zasilający (dostarczany lokalnie, 1 szt.)
-------------------------	--

Uwagi

*1 Wymiary s przybliżone.

Gallery

