

CFV-B100

Oprawka na oson



Overview

Oprawka na oson jest przeznaczona do uytku z oson oczu 3D/2D i akcesoriami (osona oczu nie jest dostarczana z t oprawk; naley naby j oddzielnie).

Osony oczu, bdce produktami jednorazowego uytku, s przeznaczone dla chirurgów i personelu pomocniczego, którzy podczas zabiegu na sali operacyjnej wywietlaj obraz na monitorze medycznym Sony.

Oson oczu montuje si w oprawce CFV-B100, która jest lekka i wygodna nawet przy dugotrwaym noszeniu. Zaoenie oprawki z oson oczu chroni personel medyczny przed ochlapaniem krwi lub pynami ustrojowymi, co zdarza si podczas wykonywania zabiegów na sali operacyjnej.

Specifications

Parametry techniczne

Temperatura w rodowisku pracy	Od 0 do 40°C
-------------------------------	--------------

Wilgotno w rodowisku pracy	Od 30% do 85%
----------------------------	---------------

Temperatura w warunkach	
-------------------------	--

przechowywania/transportu	Od -20°C do 60°C
Wilgotno w warunkach przechowywania/transportu	Od 20% do 90%
Cinienie podczas pracy/przechowywania/transportu	Od 700 do 1060 hPa
Wymiary (szer. x wys. x d.) *1	160 x 45 mm 6 3/8 × 1 13/16 cala
Waga	Okoo 16 g Okoo 0,56 oz
Dostarczane wyposażenie	Instrukcja obsługi (1 szt.) Procedura zakadania (1 szt.)
Przepisy bezpieczeństwa	Ten produkt spenia wymagania okrelone w Zaczniku II do Dyrektywy 89/686/EWG w sprawie rodków ochrony indywidualnej (OI).

Uwagi

*1

Wymiary s przyblione.

Gallery



