


## CFV-E20SK

Zestaw z osonami oczu 2D



### Overview

Zestaw startowy z osonami oczu 2D zawiera jedn oprawk (CFV-B100) oraz trzy osony oczu 2D jednorazowego uytku.

Jednorazowe osony oczu s przeznaczone dla medycznego personelu pomocniczego na sali operacyjnej, który przy oglądaniu stereoskopowego obrazu wywietlanego na monitorze medycznym Sony podczas zabiegu chirurgicznego mógłby zacz odczuwa dyskomfort lub chorob lokomocyjn. Filtr 2D (polaryzator lewoskrtny) umoliwia personelowi na sali operacyjnej oglądanie obrazu na monitorze w wersji dwuwymiarowej, przyczyniajc si do poprawy komfortu pracy i eliminujc „chorob 3D”.

Oson oczu montuje si w oprawce na oson, która jest lekka i wygodna nawet przy dugotrwaym noszeniu. Zaoenie oprawki z oson oczu chroni personel medyczny przed ochlapaniem krwi lub pynami ustrojowymi, co zdarza si podczas wykonywania zabiegów na sali operacyjnej.

Osona oczu 2D jest zgodna z okularami BKM-30GM i BKM-31GM (można jej użyć zamiast okularów 30/31GM).

## Specifications

### Parametry techniczne

Temperatura w środowisku pracy	Od 0 do 40°C
Wilgotność w środowisku pracy	Od 30% do 85%
Temperatura w warunkach przechowywania/transportu	Od -20°C do 60°C
Wilgotność w warunkach przechowywania/transportu	Od 20% do 90%
Cinienie podczas pracy/przechowywania/transportu	Od 700 do 1060 hPa
Wymiary (szer. x wys. x d.) *1	160 x 45 mm (oprawka na oson) (1 szt.)
	235 x 77 mm (osona 2D) (3 szt.)
	6 3/8 × 1 13/16 cala (oprawka na oson) (1 szt.)
	9 3/8 × 3 1/8 cala (osona 2D) (3 szt.)
	Okolo 16 g

Waga	(oprawka na oson) (1 szt.) Okoo 7 g (osona 2D) (3 szt.) Okoo 0,56 oz (oprawka na oson) (1 szt.) Okoo 0,25 oz (osona 2D) (3 szt.)
------	--

Dostarczane wyposażenie	Instrukcja obsługi (1 szt.) Procedura zakadania (1 szt.)
-------------------------	---

Przepisy bezpieczeństwa	Ten produkt spenia wymagania okrelone w Zaczniku II do Dyrektywy 89/686/EWG w sprawie rodków ochrony indywidualnej (OI).
-------------------------	--

## Uwagi

\*1 Wymiary s przyblione.

## Gallery

