

CFV-E30SK

Zestaw z osonami oczu 3D



Overview

Zestaw startowy z osonami oczu 3D zawiera jedn oprawk (CFV-B100) oraz trzy osony oczu 3D jednorazowego uytku.

Osony oczu, bdce produktami jednorazowego uytku, s przeznaczone dla chirurgów i personelu pomocniczego, którzy podczas zabiegu na sali operacyjnej wywietlaj obraz na monitorze medycznym Sony.

Jednorazow oson oczu z koowym filtrem polaryzacyjnym 3D montuje si w oprawce na oson, która jest lekka i wygodna nawet przy dugotwajm noszeniu. Zaoenie oprawki z oson oczu chroni personel medyczny przed ochlapaniem krwi lub pynami ustrojowymi, co zdarza si podczas wykonywania zabiegów na sali operacyjnej. Osona oczu 3D jest zgodna z okularami BKM-30GM i BKM-31GM (mona jej uy zamiast okularów 30/31GM).

Specifications

Parametry techniczne

Temperatura w rodowisku pracy	Od 0 do 40°C
-------------------------------	--------------

Wilgotno w rodowisku pracy	Od 30% do 85%
----------------------------	---------------

Temperatura w warunkach przechowywania/transportu	Od -20°C do 60°C
Wilgotno w warunkach przechowywania/transportu	Od 20% do 90%
Cinienie podczas pracy/przechowywania/transportu	Od 700 do 1060 hPa
Wymiary (szer. x wys. x d.) *1	<p>160 x 45 mm (oprawka na oson) (1 szt.)</p> <p>235 x 77 mm (osona 3D) (3 szt.)</p> <p>6 3/8 × 1 13/16 cala (oprawka na oson) (1 szt.)</p> <p>9 3/8 × 3 1/8 cala (osona 3D) (3 szt.)</p>
Waga	<p>Okoo 16 g (oprawka na oson) (1 szt.)</p> <p>Okoo 7 g (osona 3D) (3 szt.)</p> <p>Okoo 0,56 oz (oprawka na oson) (1 szt.)</p> <p>Okoo 0,25 oz (osona 3D) (3 szt.)</p>

Dostarczane wyposażenie

Instrukcja obsługi
(1 szt.)
Procedura
zakadania (1 szt.)

Przepisy bezpieczeństwa

Ten produkt spełnia
wymagania
określone
w Załączniku II do
Dyrektywy
89/686/EWG
w sprawie środków
ochrony
indywidualnej (OI).

Uwagi

*1

Wymiary s przybliżone.

Related
products



CFV-50SC

Nakadka na
oson

Gallery

