

AC-120MD

Сетевой адаптер для
медицинских мониторов



Overview

Обеспечивает питание от сети постоянного тока для совместимых медицинских мониторов Sony

AC-120MD — сетевой адаптер, разработанный специально для использования только со следующими моделями совместимыми медицинскими ЖК-мониторами Sony:

LMD-2735MD/2735MC (AC-120MD доступен в качестве дополнительно приобретаемого аксессуара)

LMD-2435MD/2435MC (AC-120MD доступен в качестве дополнительно приобретаемого аксессуара)

LMD-2765MD/2765MC (AC-120MD входит в стандартный комплект поставки монитора)

LMD-2760MD/2760MC (AC-120MD входит в стандартный комплект поставки монитора)

Адаптер может работать от любой розетки сети переменного тока (100–240 В, 50/60 Гц). Обеспечивает стабилизированный выход постоянного тока 24 В для питания указанных выше мониторов.

Specifications

Технические данные

Электропитание	Вход переменного тока: 100–240 В, 50/60 Гц, 2,5–1,0 А Выход постоянного тока: 24 В, 6,25 А
Рабочая температура	От 0 °C до 35 °C
Рабочая влажность	30% - 85% (без конденсата)
Температура при хранении/ транспортировке	От -20 до +60 °C
Влажность при хранении и транспортировке	От 20% до 90%
Давление при эксплуатации/ хранении/ транспортировке	700 – 1060 гПа
Габариты (Ш x В x Г) *1	170 × 40 × 85 мм 6 3/4 × 1 5/8 × 3 3/8 дюйма
Масса	1,2 кг 2 фунта 10 унц.
Аксессуары, входящие в	Руководство по эксплуатации (1) Список контактов по

КОМПЛЕКТ


сервисному обслуживанию (1)

Примечание

*1

Указанные размеры являются
приблизительными.

Gallery



© 2004 - 2024 Sony Corporation. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without written permission is
prohibited. Features and specifications are subject to change
without notice. The values for mass and dimension are
approximate. All trademarks are the property of their
respective owners.