

CFV-B100

Koruma Çerçevesi



Genel Bakış

Bu takılabilir koruma çerçevesinin 3D/2D göz koruma ve aksesuarlar ile birlikte kullanılması amaçlanmıştır (göz koruması bu çerçeveye dahil değildir ve ayrı olarak sunulur).

Atılabilir göz korumalarının Operasyon Odasındaki Sony Medikal Monitörde resimleri görüntüleyen cerrahlar ve bakım personeli tarafından kullanılması amaçlanmıştır.

Göz koruması, uzun süre takılabilen hafif ve rahat bir yapıya sahip olan CFV-B100 koruma çerçevesine uyum sağlar. Göz koruması ve çerçevesi takan sağlık profesyonelleri, klinik prosedürler sırasında Operasyon Odasında sıklıkla karşılaşılan kan sıçraması ve vücut sıvıları gibi unsurlardan korunur.

Teknik Özellikler

Specifications


Çalışma sıcaklığı	0°C - 40°C
Çalışma Nemi	%30 - %85
Saklama/Nakliye sıcaklığı	-20°C - +60°C
Saklama/Nakliye Nemi	%20 - %90
Çalıştırma/Saklama/Nakliye Basıncı	700 hPa - 1060 hPa
Boyutlar (G x Y x D) *1	160 x 45 mm 6 3/8 x 1 13/16 inç
Ağırlık	Yaklaşık 16 g Yaklaşık. 0,56 oz
Birlikte verilen aksesuarlar	Çalıştırma Talimatları (1) Takma Prosedürü (1)
Emniyet Düzenlemesi	Bu ürün, Kişisel Koruyu Ekipmanlar ile ilgili 89/686/EEC Direktifinin II. Ekindeki gerekliliklerle uyumludur.

Notlar

*1 Boyut değerleri yaklaşık değerlerdir.

Galeri





© 2004 - 2026 Sony Corporation. Tüm hakları saklıdır. Yazılı izin olmadan tamamen veya kısmen çoğaltılması yasaktır. Özellikler ve teknik özellikler bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. Ağırlık ve boyut ile ilgili değerler yaklaşık değerlerdir. Tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.