

UPT-510BL

Blue-Base-Thermofilm für die
Film-Imager UP-DF550 und UP-
DF750



Overview

Blue-Base-Thermofilm im Format 8“ x 10“ für die FilmStations
UP-DF550 und UP-DF750 von Sony.

Paket enthält 125 Blatt Thermofilm.

Filmformat: 202 x 253 mm (8 x 10“).

Specifications

Technische Daten

Medientyp	Blue-Base-Thermofilm
Inhalt	125 Blatt pro Paket
Papier-/Filmformat	202 x 253 mm 8 x 10“
Druckseiten für eine Rolle	125 Blatt pro Paket
Kompatible Drucker	UP-DF550, UP-DF750

Gallery

