

VCT-14

Stativadapter für tragbare
Kameras/Camcorder



Overview

Abmessungen (B x H x T) 282 x 27 x 80 mm (B x H x T) Masse: 900 g

Related products



HXC-FB80

HD-Farb-
Studiokamera mit drei
2/3" Exmor™-CMOS-
Sensoren



UHC-8300

UHC-8300
Kamerasystem mit 8K-
3CMOS-Sensor
beinhaltet UHCU-8300
Kamerabasisstation
mit 8K-Ausgabe,
UKCU-8001 (8K
ST 2110-
Schnittstelle), UZCU-
SNMP80 (SNMP für 8K
ST 2110), UKCU-IP01F
(Networked Media
Interface)

Gallery

