

## MDR-7520

Hochwertige professionelle  
Studiokopfhörer



### Overview

#### **Präzise Technologie für präzise Arbeit**

Der 7520 steht an der Spitze der professionellen Kopfhörer von Sony und wurde für hochwertige Anwendungen entworfen. Diese Kopfhörer verwenden 50-mm-HD-Treibereinheiten mit einer Membran aus Flüssigkristall-Polymerfilm. Auf diesem Weg erreicht das Modell nicht nur hohe Belastbarkeit und Zuverlässigkeit, sondern auch hervorragende Tonqualität.

Der 7520 verfügt über ein neu entwickeltes Ohrpolster zur Schallisolation aus einem formbaren Material, das sich der natürlichen Form des Ohrs anpasst. Dies gewährleistet nicht nur hohen Tragekomfort, sondern auch zuverlässige akustische Isolation. Dieses Modell besitzt ein leichtes Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung für geringeres Gewicht und höheren Komfort, weniger Ermüdung und unnötige Vibrationen. Außerdem kann das Kabel abgenommen werden.

### Features

#### **50-mm-Treibereinheit mit LCP-Membran**

#### **Ohrumschließendes Design**

**Breiter Frequenzgang**

**Hohe Belastbarkeit von 4000 mW**

**Stereoministecker**

**Vergoldet und mit OFC-Kabel**

**Mitgelieferte Transporttasche (weiche Ausführung)**

## Specifications

### Gruppentitel

Art	Dynamisch, geschlossen
-----	------------------------

Magnet	Neodym
--------	--------

Treibergröße	50,0 mm
--------------	---------

Frequenzgang	5-80 kHz
--------------	----------

Impedanz	24 Ohm
----------	--------

Empfindlichkeit	108 dB/mW
-----------------	-----------

---

Belastbarkeit	4000 mW
Stecker	Vergoldeter Stereoministecker, 3,5-mm-/6,3-mm-Adapter
Kabellänge	3 m
Gewicht	269 g

---

## Gallery

