

PWSK-4501

Internes Speicherarray (2 TB)



Overview

Internes Speicherarray (2 TB)

Das interne Speicherarray PWSK-4501 (2 TB) ist für Live-Server vom Typ PWS-4500 geeignet, die in der Standardkonfiguration mit 2 TB Speicherkapazität ausgestattet sind. Sie können die Speicherkapazität auf bis zu 8 TB erweitern, indem Sie drei PWSK-4501 installieren.

Erweitern der Speicherkapazität des PWS-4500 auf bis zu 8 TB.

Durch die Installation von drei Boards des PWSK-4501 im PWS-4500 wird der Live-Server mit einer großen Speicherkapazität von bis zu 8 TB ausgestattet.

Gallery

