

SU-32FW

Monitorstandfuß



Overview

Sicherer Tischständer für den medizinischen 3D-Monitor LMD-3251MT

Mit dem SU-32FW kann der 32“-Full-HD-3D-Monitor LMD-3251MT stabil auf einem Tisch, Geräteschrank oder mobilen Geräteträger aufgestellt werden.

Durch eine Kabelabdeckung an der Rückseite des Monitorständers werden die Verbindungskabel ordentlich geschützt.

Sicherheitshalterungen sorgen für zusätzliche Stabilität, wenn der Monitor in der Nähe einer Wand aufgestellt wird.

Gallery

