

SU-560

Speziell für die medizinischen Monitore LMD-1951MD, LMD-2451MD und PVM-2551MD entwickelter Standfuß.



Overview

Der SU-560 von Sony wurde speziell für die im Gesundheitswesen eingesetzten LCD-Monitore LMD-1951MD, LMD-2451MD und PVM-2551MD entwickelt. Durch vier Gewindebohrungen an der Unterseite kann dieser Standfuß einfach dauerhaft an medizinischen Rollwagen angebracht werden.

Features

Speziell für medizinische Monitore entwickelter Standfuß

Der SU-560 wurde speziell für die im Gesundheitswesen eingesetzten LCD-Monitore LMD-1951MD, LMD-2451MD und PVM-2551MD entwickelt.

Ideal für die Installation an medizinischen Rollwagen

Durch vier Gewindebohrungen an der Unterseite kann der SU-560 einfach dauerhaft an medizinischen Rollwagen angebracht werden.

Gallery

