

## UPA-500

Reinigungs-Kit für medizinische Drucker der Serie UP-DF750, UP-DF550, UP-DF500



### Overview

Dieser Reinigungs-Kit ist kompatibel mit medizinischen Druckern der Serie UP-DF750, UP-DF550 und UP-DF500 von Sony.

Inhalt des Reinigungs-Kit: 5 Reinigungswalzen, 5 Blatt Reinigungspapier, 1 Blatt Wickelfolie.

### Specifications

#### Technische Daten

Beschreibung	Reinigungs-Kit
Inhalt	5 x Reinigungswalze 5 x Reinigungspapier 1 x Wickelfolie
Kompatible Drucker	UP-DF500, UP-DF550, UP-DF750

## Gallery

