

UPC-21L

Großes A6-Farbdruckpaket für die Verwendung mit den Druckern UP-27MD, UP-D25MD, UP-25MD, UP-D23MD, UP-21MD und UP-20.



Overview

Großes A6-Farbdruckpaket.

Dieses Produkt ist in Mengen von 6 Einheiten (1 Umkarton) verfügbar.

Wird hauptsächlich bei Endoskopie- und Ultraschall-Anwendungen eingesetzt.

Specifications

Allgemeine Daten

Packungsinhalt	200 Blatt Druckmedien, 4-farbige Farbbänder
Bestelleinheit	1 Packung (Menge: 6 Einheiten)
Papierformat	144 x 100 mm

Gallery

