

## UPC-510

Farbdruckpaket für die  
medizinischen Drucker UP-50,  
UP-D50 und UP-51MD



### Overview

A5-Farbdruckpaket für den Farbsublimationsdruck mit den Druckern UP-50, UP-D50 und UP-51MD von Sony.

Paket enthält 200 Blatt Druckerpapier und Farbband

Papierformat 148 x 210 mm.

### Specifications

#### Technische Daten

Medientyp	Color Printing Pack
Inhalt	200 sheets of print paper 1 roll of ink ribbon
Papier-/Filmformat	210mm x 148 mm (A5) 8 3/8 x 5 7/8 inches
Druckseiten für eine Rolle	200 sheets of print paper 1 roll of ink ribbon
Kompatible Drucker	UP-51MD,UP-51MDP,UP-D50

## Gallery

