

UPT-210BL

Blue-Base-Thermo-Transparentfilm für den medizinischen Drucker UP-990AD



Overview

Blue-Base-Thermo-Transparentfilm für die Hybrid-Grafikdrucker UP-991AD, UP-990AD und UP-980AD von Sony.

Ca. 42 Drucke pro Rolle.

Papierformat: 210 mm (B) x 12,5 m.

Specifications

Technische Daten

Medientyp	Blue-Base-Thermo-Transparentfilm
Inhalt	210 mm x 12,5 m
Papier-/Filmformat	210 mm x 12,5m 8 1/4 x 492"
Druckseiten für eine Rolle	Ca. 42 Drucke
Kompatible Drucker	UP-991AD, UP-990AD, UP-980AD

Gallery

