

UPT-514BL

Blue-Base-Thermofilm für die
Film-Imager UP-DF550 und UP-
DF750



Overview

Blue-Base-Thermofilm im Format 11“ x 14“ für die FilmStations
UP-DF550 und UP-DF750 von Sony.

Paket enthält 125 Blatt Thermofilm.

Filmformat: 279 x 354 mm (11 x 14“).

Specifications

Technische Daten

Medientyp	Blue-Base-Thermofilm
Inhalt	125 Blatt pro Paket
Papier-/Filmformat	279 x 354 mm 11 x 14“
Druckseiten für eine Rolle	125 Blatt pro Paket
Kompatible Drucker	UP-DF550, UP-DF750

Gallery

