

## UPT-736BL

Blue-Base-Thermofilm für den digitalen Film-Imager UP-D74XRD



### Overview

Blue-Base-Thermofilm im Format 8" x 10" für den digitalen Film-Imager UP-D74XRD von Sony. Reproduziert Röntgenbilder in hoher Qualität.

Enthält 100 Blatt Druckerpapier.

Papierformat 202 x 253 mm (8 x 10").

### Specifications

#### Technische Daten

Medientyp	Blue-Base-Thermofilm
Inhalt	100 Blatt pro Paket
Papier-/Filmformat	202 x 253 mm 8 x 10"
Druckseiten für eine Rolle	100 Blatt pro Paket
Kompatible Drucker	UP-D74XRD

## Gallery

