

UPT-M710BL

Blue-Base-Thermofilm mit High Density für den Film-Imager UP-DF750



Overview

Blue-Base-Thermofilm im Format 8“ x 10“ für die FilmStation UP-DF750 von Sony. Dieser hochwertige High-Density-Film eignet sich für die Mammografie.

Paket enthält 125 Blatt Film.

Filmformat 202 x 253 mm (8 x 10“).

Specifications

Technische Daten

Medientyp	Blue-Base-Thermofilm
Inhalt	125 Blatt pro Paket
Papier-/Filmformat	202 x 253 mm 8 x 10“
Druckseiten für eine Rolle	125 Blatt pro Paket
Kompatible Drucker	UP-DF750

Gallery

