

UPT-M712BL

Blue-Base-Thermofilm mit High Density für den Film-Imager UP-DF750



Overview

Blue-Base-Thermofilm im Format 10“ x 12“ für die FilmStation UP-DF750 von Sony. Dieser hochwertige High-Density-Film eignet sich für die Mammografie.

Paket enthält 125 Blatt Film.

Filmformat 253 x 304 mm (10 x 12“).

Specifications

Technische Daten

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Medientyp | Blue-Base-Thermofilm |
| Inhalt | 125 Blatt pro Paket |
| Papier-/Filmformat | 253 x 304 mm 10 x 12“ |
| Druckseiten für eine Rolle | 125 Blatt pro Paket |
| Kompatible Drucker | UP-DF750 |

Gallery

