

SMF-405

15-poliges Signal-Kabel,
Component RGB -> D-Sub



Overview

Das Signal-Kabel SMF-405 verbindet medizinische Monitore von Sony mit 15-poligen High-Density-D-Sub-Terminals (weiblich) mit medizinischen Geräten mit vier BNC-Component-Ausgängen.

Dieses Kabel ist für die Verwendung mit medizinischen Monitoren, die nicht über Component-Eingänge verfügen, vorgesehen.

Kabellänge ca. 0,5 m

Gallery

