

UPC-21S

Kleines A6-Farbdruckpaket für die Verwendung mit den Druckern UP-27MD, UP-D25MD, UP-25MD, UP-D23MD, UP-21MD, UP-D21MD und UP-20.



Overview

Kleines A6-Farbdruckpaket.

Dieses Produkt ist in Mengen von 6 Einheiten (1 Umkarton) verfügbar.

Wird hauptsächlich bei Endoskopie- und Ultraschall-Anwendungen eingesetzt.

Specifications

Allgemeine Daten

Packungsinhalt	240 Blatt Druckmedien, 3-farbige Farbbänder
Bestelleinheit	1 Packung (Menge: 6 Einheiten)
Papierformat	100 x 90 mm

Gallery

