

CU-C31

Kondensator-Mikrofonkapsel mit Nierencharakteristik für den Einsatz mit den Handsendern der Serien DWM-02 und DWZ



Overview

Die CU-C31 ist eine Kondensator-Mikrofonkapsel mit Nierencharakteristik für Stimmaufnahmen wie bei Live-Konzerten und für den Einsatz mit den Handsendern der Serien DWM-02 und DWZ ausgelegt.

Kondensator-Mikrofonkapsel für die Verwendung mit dem DWM-02

Handsender

Specifications

Allgemeine Daten

Kapseltyp	Kondensator
Abmessungen	1 7/8 x 2 1/2" (Durchmesser x Höhe)
Charakteristik	Nierencharakteristik
Frequenzgang	60 Hz–20 kHz
Gewicht	4,8 oz.

Gallery

