

## CU-F32

Dynamische Mikrofonkapsel mit breiter Nierencharakteristik für die Verwendung mit den Handsendern der Serien DWM-02 und DWZ



### Übersicht

Die CU-F32 ist eine dynamische Mikrofonkapsel mit breiter Nierencharakteristik für Präsentationen und für den Einsatz mit den Handsendern der Serien DWM-02 und DWZ ausgelegt.

**Dynamische Mikrofonkapsel für die Verwendung mit dem DWM-02 Handsender**

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Kapseltyp	Dynamisch
Abmessungen	1 7/8 x 3 1/8" (Durchmesser x Höhe)
Charakteristik	Breite Niere
Frequenzgang	70 Hz-18 kHz
Gewicht	5,1 oz.

## Galerie

