

LCS-BP1BP

Weiche Transporttasche



Übersicht

- Auf dem Rücken tragbare Transporttasche mit Schulter- und Hüftgurten
- Gepolsterte Fächer für Zubehör
- Zusätzlich kann das optionale Einbeinstativ VCT-SP1BP hiermit transportiert werden
- Abmessungen: ca. 265 x 520 x 280 mm (B x H x T)
- Gewicht: ca. 2.300 g



Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte. Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

PDF exportieren : Oktober 16 2026