

## RM-91

Kabelfernbedienung für  
medizinische Drucker



### Overview

Diese optionale Kabelfernbedienung kann dazu verwendet werden, die medizinischen Drucker UP-991AD, UP-971AD, UP-990AD, UP-970AD, UP-X898MD, UP-897MD und UP-25MD von Sony zu steuern.

Anschluss: Stereo-Miniklinke

Kabellänge 5 m

Gewicht: 80 g

### Specifications

#### Technische Daten

Beschreibung	Fernbedienung
Anschluss	Stereo-Mini
Kabellänge	5 m 16 Fuß 5 Zoll
Gewicht	80 g 2 7/8 oz
Mitgeliefertes Zubehör	Benutzerhandbuch(1 x)

Kompatible Drucker

UP-20, UP-21MD, UP-25MD, UP-55MD, UP-897MD, UP-990AD, UP-970AD

---

## Gallery

