

UPT-512BL

Blue-Base-Thermofilm für die Film-Imager UP-DF550 und UP-DF750



Overview

Blue-Base-Thermofilm im Format 10“ x 12“ für die FilmStations UP-DF550 und UP-DF750 von Sony.

Paket enthält 125 Blatt Thermofilm.

Filmformat: 253 x 304 mm (10 x 12“).

Specifications

Technische Daten

Medientyp	Blue-Base-Thermofilm
Inhalt	125 Blatt pro Paket
Papier-/Filmformat	253 x 304 mm 10 x 12“
Druckseiten für eine Rolle	125 Blatt pro Paket
Kompatible Drucker	UP-DF550, UP-DF750

Gallery

