

## RM-91

Remote Commander con cable para impresoras médicas



### Overview

Este Remote Commander con cable opcional puede utilizarse para controlar las impresoras médicas UP-991AD, UP-971AD, UP-990AD, UP-970AD, UP-X898MD, UP-897MD y UP-25MD de Sony.

Conector: Mini-jack estéreo

Longitud del cable: 5 m

Peso: 80 g

### Specifications

#### Especificaciones

Descripción	Mando a distancia
Conector	Mini-estéreo
Longitud del cable	5 m 16 pies 5 pulgadas
Peso	80 g 2 7/8 oz
Gama de accesorios	Manual de operación (1)  UP-20, UP-21MD, UP-25MD, UP-

Impresoras  
compatibles

55MD, UP-897MD, UP-990AD, UP-  
970AD

---

## Gallery

