

## UPA-500

Kit de limpieza para las series UP-DF750, UP-DF550, UP-DF500 de impresoras médicas



### Overview

Este kit de limpieza es compatible con las series UP-DF750, UP-DF550 y UP-DF500 de impresoras médicas de Sony.

Contenido del kit de limpieza: 5 rodillos de limpieza, 5 hojas de papel de limpieza, 1 envoltura de film plástico.

### Specifications

#### Especificaciones

Descripción	Kit de limpieza
Índice	Rodillo de limpieza x 5 Papel de limpieza x 5 Envoltura de film plástico x 1
Impresoras compatibles	UP-DF500, UP-DF550, UP-DF750

## Gallery

