

## AC-110MD

Adaptador de CA para monitores médicos



### Overview

#### **Adaptador de CA para monitores médicos compatibles**

El adaptador de CA AC-110MD está específicamente diseñado para su uso con monitores médicos de Sony. Funciona con una entrada de CA: 100 V-240 V, 50/60 Hz, 1,53 A-0,58 A y una salida de CC: 24 V 5 A 5 V 0,060 A.

El adaptador mide unos 95,2 mm de anchura por 264,8 mm de altura por 54,5 mm de profundidad y pesa unos 1,2 kg.

## Gallery

