

## AC-120MD

Adaptador de CA para monitores médicos



### Overview

#### **Proporciona alimentación CC para monitores médicos de Sony compatibles**

El AC-120MD es un adaptador de CA que está diseñado para su uso exclusivo con estos monitores médicos LCD de Sony compatibles:

LMD-2735MD/2735MC (AC-120MD disponible como accesorio opcional)

LMD-2435MD/2435MC (AC-120MD disponible como accesorio opcional)

LMD-2765MD/2765MC (AC-120MD incluido de serie con monitor)

LMD-2760MD/2760MC (AC-120MD incluido de serie con monitor)

El adaptador puede funcionar siempre que haya una toma de corriente de CA (100-240 V, 50/60 Hz) disponible. Proporciona una salida de 24 V CC regulada idónea para alimentar los monitores como se indica anteriormente.

### Specifications

#### Especificaciones

Entrada de CA: 100 -  
240 V CA, 50/60 Hz,

Alimentación	2,5 A -1,0 A Salida de CC: 24 V, 6,25 A
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 35 °C
Humedad de funcionamiento	Del 30 % al 85 % (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento/transporte	De -20 °C a +60 °C
Humedad de almacenamiento/transporte	De 20% a 90%
Presión de funcionamiento/almacenamiento y transporte	De 700 hPa a 1060 hPa
Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) *1	170 × 40 × 85 mm 6 3/4 × 1 5/8 × 3 3/8 pulgadas
Peso	1,2 kg 2 lb, 10 oz
Gama de accesorios	Manual de instrucciones (1) Lista de contactos de atención al cliente (1)

## Nota

\*1

Los valores de las dimensiones son aproximados.

---

## Gallery

