

AC-300MD

Proporciona alimentación a los monitores médicos LCD de Sony



Overview

El AC-300MD es un adaptador de alimentación de CA opcional diseñado para su uso con los monitores médicos LCD de Sony.

El adaptador puede funcionar siempre que haya una toma de corriente de CA (100-240 V, 50/60 Hz) disponible. Proporciona una salida de 26 V CC regulada (máx. 10,2 A) pensada para proporcionar alimentación a los monitores.

Specifications

General

Alimentación	Entrada de CA: 100 V-240 V (50/60 Hz), 3,1 A Salida de CC: 26V, 10,2A
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 95 °F)
Humedad de funcionamiento	Del 30 % al 85 % (sin condensación)
Presión de funcionamiento	De 700 hPa a 1060 hPa

Temperatura de almacenamiento/transporte	De -20 °C a +60 °C
Humedad de almacenamiento/transporte	De 20% a 90% (sin condensación)
Presión de funcionamiento/almacenamiento y transporte	De 700 hPa a 1060 hPa
Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) *1	245 x 58 x 150 mm 9,6 x 2,3 x 5,9 in
Peso	1,5 kg 3 libras y 3 onzas
Gama de accesorios	Manual de instrucciones (1) Lista de contactos de atención al cliente (1) Cable de alimentación de CA (1) (suministrado localmente)* Conector de cable de CA C13 (1)
*1	Los valores de las dimensiones son aproximados.

Related products



LMD- X2700MD

Monitor médico LCD
4K 2D de 27"



LMD- X2705MD

Monitor médico LCD
4K 2D de 27 pulgadas
con 3G-SDI



LMD- X310MD

Monitor médico LCD
4K 2D de 31 pulg.



LMD- X310MT

Monitor médico LCD
4K 2D de 31 pulgadas

Gallery

