

AD-KIT88B

Kit de accesorios para los micrófonos Lavalier ECM-88/90



Overview

El AD-KIT88B es un kit de accesorios para los micrófonos Lavalier de las series ECM-88 y ECM-90.

- Diseñado para los micrófonos Lavalier de las series ECM-88 y ECM-90
- Incluye cuatro tipos de clips para micrófono (simple/horizontal, simple/vertical, doble/horizontal y clip de sujeción tipo imperdible) y seis paravientos de uretano (rojo, amarillo, verde, azul, gris y negro)

Gallery

