

## CU-F31

Cápsula de micrófono súper-cardioide dinámico para el uso con transmisores de mano de la serie DWZ y DWM-02



### Overview

La CU-F31, diseñada para aplicaciones vocales, como la interpretación de música en directo, es una cápsula de micrófono súper-cardioide dinámico ideal para el uso con transmisores de mano serie DWZ y DWM-02.

**Cápsula de micrófono dinámico para el uso con DWM-02**

**Transmisor de mano**

### Specifications

#### Especificaciones generales

Tipo de cápsula	Dinámica
Dimensiones	1 7/8" de diámetro x 3 1/8" de altura
Directividad	Super-cardioide
Respuesta en frecuencia	60 Hz – 18 kHz
Peso	5,1 oz.



## Gallery

