

## CU-F32

Cápsula de micrófono súper-cardioide dinámico para el uso con transmisores de mano serie DWZ y DWM-02



### Overview

La CU-F32, diseñada para aplicaciones de presentación, es una cápsula de micrófono dinámico cardioide amplio diseñada para el uso con el transmisor de mano DWM-02 y transmisores de mano de la serie DWZ

### **Cápsula de micrófono dinámico para el uso con DWM-02**

#### **Transmisor de mano**

### Specifications

#### Especificaciones generales

Tipo de cápsula	Dinámica
Dimensiones	1 7/8" de diámetro x 3 1/8" de altura
Directividad	Cardioide amplio
Respuesta en frecuencia	70 Hz – 18 kHz
Peso	5,1 oz.



## Gallery

