


LCS-BP1BP

Maleta de transporte blanda



Información general

- Mochila a medida con correas para hombros y cintura
- Con almacenamiento para accesorios en bolsillos protegidos
- Posibilidad de acoplar el soporte opcional para camcorder VCT-SP1BP
- Dimensiones: (Aprox) 265 x 520 x 280mm (An x Al x Prof)
- Peso: (Aprox) 2300g



sin previo aviso. Los valores de peso y dimensiones son aproximados. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.