


PWSK-4501

Matriz de memoria interna (2 TB)



Overview

Matriz de memoria interna (2 TB)

La matriz de memoria interna PWSK-4501 (2 TB) está diseñada para los servidores en directo PWS-4500, equipados con una capacidad de almacenamiento de 2 TB en su configuración estándar. La capacidad de almacenamiento puede ampliarse hasta 8 TB al instalar tres matrices PWSK-4501.

Ampliación de la capacidad de almacenamiento del PWS-4500 hasta 8 TB.

Al instalar tres matrices PWSK-4501 en el servidor PWS-4500, la capacidad de almacenamiento aumenta hasta 8 TB en el servidor en directo.

Gallery

