

## SU-600MD

Soporte diseñado específicamente para su uso con los monitores médicos de pantalla plana LCD de Sony



### Overview

El soporte de monitor SU-600REMD es un accesorio opcional para entornos sanitarios. Se ha diseñado específicamente para su uso con los monitores médicos de pantalla plana de Sony.

El elegante soporte de monitor se puede fijar a una superficie horizontal o un escritorio, o bien a un dispositivo o sistema médico compatible.

El ángulo del monitor se puede ajustar con facilidad en vertical en un rango de -10 grados (hacia abajo) a +20 grados (hacia arriba), sujetando la parte superior e inferior del monitor y manteniendo la inclinación.

El SU-600REMD cumple con los estándares Video Electronics Standards Association (VESA).

### Specifications

#### General

Temperatura de almacenamiento/transporte	De -20 °C a 60 °C
--	-------------------

Humedad de almacenamiento/transporte	De 20% a 90%
--------------------------------------	--------------

Presión de funcionamiento/almacenamiento y transporte	De 700 hPa a 1060 hPa
Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) *1	350 x 366,5 x 319 mm
Descripción	Soporte de monitor
Conector	VESA
Índice	Unidad base (1) Unidad de cuello (1) Tornillos +M5 x 20 (4) Tornillos +M4 x 14 (4)
Peso	Aprox. 2,9 kg (6 lb 6,3 oz)
Gama de accesorios	Manual de instrucciones (1) Lista de contactos de atención al cliente (1)

## Notas

\*1 Los valores de las dimensiones son aproximados.

## Gallery

