

UPC-21S

Paquete de impresión a color A6 de tamaño pequeño para su uso con impresoras UP-27MD, UP-D25MD, UP-25MD, UP-D23MD, UP-21MD, UP-D21MD y UP-20.



Overview

Paquete de impresión a color «A6» de tamaño pequeño.

Este producto está disponible en múltiplos de 6 unidades (1 caja principal).

Se usa principalmente para endoscopias y ultrasonidos.

Specifications

Especificaciones genéricas

Contenido del paquete	240 hojas de soporte de impresión, cintas tintadas de 3 colores
Unidad de pedido	1 paquete (múltiplos de 6 unidades)
Tamaño de soporte	100 x 90 mm

Gallery

