

## CU-F31

Capsule de micro dynamique super-cardioïde pour une utilisation avec les émetteurs portables des séries DWM-02 et DWZ



### Overview

Idéale pour les applications de chant telles que les concerts en direct, la capsule de micro dynamique super-cardioïde CU-F31 est conçue pour être utilisée avec les émetteurs portables des séries DWM-02 et DWZ

**Capsule de microphone dynamique pour une utilisation avec le modèle DWM-02**

**Emetteur portable**

### Specifications

#### Spécifications générales

Type de capsule	Dynamique
Dimensions	Diamètre 47,8 mm x hauteur 78 mm
Directivité	Super-cardioïde
Réponse en fréquence	De 60 Hz à 18 kHz
Poids	5,1 oz.

## Gallery

